



Forbicine per gengive
 Zahnfleischscheren
 Gum scissors
 Ciseaux à gencives




cm.12



6000.Y0.01

6000.Y0.02



Iris cm.11,5




6003.Y0.01

6003.Y0.02

punte dentellate
 gezahnt
 saw edge
 dentellés


La Grange cm.11,5


6009.Y0.01




Westcott cm.11,5

6006.Y0.01





Kelly cm.16



6012.Y0.01



6012.Y0.02



Goldman-Fox cm.13

punte dentellate
gezahnt
saw edge
dentelés




6018.Y0.01




6018.Y0.02

Forbicine per gengive
Zahnfleischscheren
Gum scissors
Ciseaux à gencives




60



Iris cm 11,5

6003.Y0.01TC

6003.Y0.02TC



Goldman-Fox cm13

punte dentellate
gezahnt
saw edges
denteles


6018.Y0.01TC

6018.Y0.02TC






60



Kelly cm.16



6012.Y0.01TC



6012.Y0.02TC



® *DenTag*



Porta aghi

Strumenti usati per effettuare suture. Di forme ed impugnature diverse a seconda delle abitudini manuali dell'operatore.

Castroviejo

Strumento di precisione leggero ed usato per suture delicate. Non è possibile agire con forza ed è più indicato nella chirurgia degli ottavi inferiori e negli interventi all'arcata inferiore soprattutto nei frontali inferiori.

Crile-Wood, Mathieu

Sono indicati in quei casi in cui la gengiva oppone più resistenza come nella chirurgia dell'arcata superiore nonché nella chirurgia degli ottavi inferiori laddove la gengiva nel trigono retromolare opponesse una più marcata resistenza.

Nadelhalter

Instrumente zur Ausführung von Nähten, mit unterschiedlichen Formen und Griffen, um allen Benutzern eine entsprechend leichte und sichere Handhabung zu gewährleisten.

Castroviejo

Präzisionsinstrument zum sicheren Festhalten von feinem Nahtmaterial, das sich vor allem für chirurgische Eingriffe an den unteren Weisheitszähnen und am unteren Zahnbogen, im speziellen an den unteren Schneidezähnen, eignet.

Crile-Wood, Mathieu

Instrumente, die dort zum Einsatz kommen, wo das Zahnfleisch fester ist, wie bei chirurgischen Eingriffen am oberen Zahnbogen und bei Eingriffen an den unteren Weisheitszähnen, im retromolaren Dreieck, wo das Zahnfleisch fester ist und daher größeren Widerstand leistet.

Needle holders

Instruments used for suturing, available in different shapes and grips to suit the specific manipulation habits of the operator.

Castroviejo

Light precision instrument used for delicate suturing. Not designed to withstand great force, it is indicated for use in surgical procedures on the lower third molars and operations on the lower arcus, especially on the lower front teeth.

Crile-Wood, Mathieu

These tools are indicated in cases in which the gingiva is more resistant, as in surgery on the upper arcus as well as on the lower third molars, where the gingiva in the trigone area behind the molars offers stronger resistance.

Porte aiguilles

Instruments utilisés pour effectuer des suture, ayant des formes et poignées différentes en fonction des habitudes manuelles de l'opérateur.

Castroviejo

Instrument léger de précision utilisé pour les suture délicates. Il n'est pas possible d'agir avec force ; il est plus indiqué pour la chirurgie des octaves inférieures et pour les interventions à l'arcade inférieure surtout pour les frontales inférieures.

Crile-Wood, Mathieu

Ils sont indiqués quand la gencive oppose plus de résistance, comme dans la chirurgie de l'arcade supérieure ainsi que dans la chirurgie des octaves inférieures là où la gencive dans le trigone rétromolaire oppose une résistance plus marquée.

Porta aghi
Nadelhalter
Needle holders
Porte aiguilles

punte al carburo di tungsteno
mit Hartmetalleinsätzen
with tungsten carbide inserts
plaquettes carbure de tungstene



TC




Lichtenberg
14 cm / 5 1/2"
6309.Y0.14TC




Lichtenberg-Ryder
17 cm / 6 1/4"
6315.Y0.17TC

63



Hasley
13 cm / 5"
6301.Y0.13TC



Crile-Wood
15 cm / 6"
6305.Y0.15TC