

strumenti per filo retrattore
Retraktionsfadenstopfer Instrumente
instruments for retractor wire
instruments pour fil retracteur




fig.1

4050.A0.01
4050.G0.01

fig.2

4050.A0.02
4050.G0.02




strumenti porta tamponi
Tamponstopfer Instrumente
gauge packers instruments
porte-tampons instruments



Luniatschek mm 2


4055.E0.02



Luniatschek mm 3

4055.E0.03

Specchietti e manici per specchietti
Mundspiegel und Griffe
Handles and mouth mirrors
Manches et miroirs à bouche



Piano - Plan - Plane - Nongrossissant

4210.Y0.04

Concavo - Hohl - Magnifying - Grossissant

4211.Y0.04

Rodio - Rhodium - Rhodium - Rhodium

4212.Y0.04



4200.A0.01

Cone-Socket

4200.A0.14



4200.L0.04



4200.E0.00


Cone-Socket
4200.E0.10



4200.Y0.02

42

44



set
4400.Z0.00



fig.1
4400.Z0.01



fig.2
4400.Z0.02



fig.3
4400.Z0.03




fig.0
4410.U0.00



fig.1
4410.U0.01



fig.2
4410.U0.02

Manici per bisturi
Skalpellgriffe
Scalpels handles
Manches pour bistouris



46



fig.3
4600.Y0.03



fig.5
4600.B0.05



fig.5A
4600.B0.05A



® DenTag



47

Leve per radici • Wurzelheber • Root elevators • Elévateurs à racines

Leve per Radici

Si usano principalmente per iniziare il lavoro di lussazione del dente o della radice in modo da poterne effettuare più agevolmente l'estrazione con la pinza.

Sindesmotomi

Questi strumenti sono particolarmente utili nella chirurgia estrattiva oltre che in quella parodontale.
Vengono inseriti nel solco gengivale ed effettuano un primo grossolano abbattimento delle fibre parodontali superficiali facilitando l'uso successivo dello scollaperosteo.

Wurzelheber

Diese Instrumente dienen zum Lokalkern des Zahnes bzw. der Wurzel, um das Zahn- bzw. Wurzelziehen mit der Zange zu erleichtern.

Syndesmotome

Diese Instrumente sind sowohl bei Extraktionen als auch in der parodontalen Chirurgie ausgesprochen nützlich. Sie werden unter den Zahnfleischsaum eingeführt und dienen zum groben Entfernen des oberflächlichen Parodontalgewebes, um den nachfolgenden Einsatz von Raspatorien zu erleichtern.

Root elevators

These instruments initiate luxation of a tooth or root so that it can be extracted more easily with the pliers.

Syndesmotomy

These instruments are particularly useful in both extractive and periodontal surgery.
They are inserted into the gingival groove to perform a gross, initial flattening of superficial periodontal fibres so that the subsequent use of the periosteum lifter is facilitated.

Elévateurs à racines

Ils sont surtout utilisés pour débuter le travail de luxation de la dent ou de la racine de façon à en faciliter l'extraction avec la pince.


Syndesmotomes

Ces instruments sont particulièrement utiles pour la chirurgie d'extraction et pour la chirurgie parodontale.
Ils sont insérés dans la crevasse gingivale et effectuent un premier abattement grossier des fibres parodontales superficielles, en facilitant ainsi l'utilisation successive du décolleur.

Sindesmotomi
Syndesmotome
Syndesmotomes
Syndesmotomes



4782.T0.00 4782.T0.01 4782.T0.02 4782.T0.03 4782.T0.04 4782.T0.05




4782.T0.06 4782.T0.07 4782.T0.08 4782.T0.09 4782.T0.11 4782.T0.21 4781.T0.01M



4782.T0.22 4782.T0.23 4782.T0.24 4782.T0.25 4782.T0.26 4782.T0.27 4782.T0.28 4782.T0.29

47



4700.Q0.02B
2 mm

2 mm

punta tonda - rund Spitze - round point - pointe ronde



4700.Q0.02A
2 mm

2 mm

punta tronca - gerade Spitze - straight point - pointe coupé



4700.Q0.03B
3 mm

3 mm



4700.Q0.04B
4 mm

4 mm



4700.Q0.03A
3 mm

4 mm