



® DenTag

101%
italian
Quality


34 Curettes e scalers · Curettes and scalers · Curettes et instruments à détartrer
Curetas y limpiadores de sarro



Dentag

Gracey Curettes

34
2



3400.DT08.03/04

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.05/06

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.07/08

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.09/10

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.11/12

DT06 • DT10
A0 • G0



3400.DT08.13/14

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.15/16

DT06 • DT10
A0 • G0

3400.DT08.17/18

DT06 • DT10
A0 • G0


3400.DT08.19/20

DT06 • DT10
A0 • G0

fig. 1/2

3400.DT08.01/02

DT06 • DT10
A0 • G0



Gracey curettes disponibili in versione rigida con codice 3402

Gracey curettes with rigid tips available with code 3402

Curettes Gracey rigides disponibles avec code 3402

Curetas Gracey disponible en versión rígida con código 3402

Gracey Curettes - Colour code




fig. 1/2 ● 3400.DT08.01/02 Col
 fig. 3/4 ● 3400.DT08.03/04 Col
 fig. 5/6 ● 3400.DT08.05/06 Col
 fig. 7/8 ● 3400.DT08.07/08 Col

fig. 9/10 ○ 3400.DT08.09/10 Col
 fig. 11/12 ● 3400.DT08.11/12 Col
 fig. 13/14 ● 3400.DT08.13/14 Col
 fig. 15/16 ● 3400.DT08.15/16 Col

Curettes Gracey disponibili con punte in Titanio
 Gracey curettes also availables with Titanium tips
 Curettes Gracey disponibles avec pointes en Titanium
 Curetas Gracey disponible en versión con puntas en Titanio

34
3



34
4



3404.DT08.03/04

DT06 • DT10
A0 • G0



3404.DT08.05/06

DT06 • DT10
A0 • G0




3404.DT08.07/08

DT06 • DT10
A0 • G0



3404.DT08.09/10

DT06 • DT10
A0 • G0



3404.DT08.11/12

DT06 • DT10
A0 • G0




3404.DT08.13/14

DT06 • DT10
A0 • G0




3404.DT08.15/16

DT06 • DT10
A0 • G0




3404.DT08.01/02

DT06 • DT10
A0 • G0



Gracey Curettes - Short type


Curettes e scalers
Curettes and scalers
Curettes et instruments à détartrer
Curetas y limpiadores de sarro



Gracey Curettes - Long type



34
6



Curettes Langer e Columbia disponibili con punte in Titanio

Langer and Columbia curettes also available with Titanium tips

Curettes Langer et Columbia disponibles avec pointes en Titanium

Curetas Langer y Columbia disponibles con puntas en Titanio

Curettes e scalers
Curettes and scalers
Curettes et instruments à détartrer
Curetas y limpiadores de sarro




34
7



De Marco fig. 1

3421.DT08.01

DT06 • DT10
A0 • G0



De Marco fig. 2

3421.DT08.02

DT06 • DT10
A0 • G0

Zerfing


3418.DT06.01

A0

Goldman-Fox fig. 1

3427.DT08.GF-01


DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 2

3427.DT08.GF-02


DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 3

3427.DT08.GF-03

DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 4

3427.DT08.GF-04

DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 5

3427.DT08.GF-05

DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 6

3427.DT08.GF-06

DT06 • DT10
A0 • G0



Goldman-Fox fig. 21

3427.DT08.GF-21

DT06 • DT10
A0 • G0





34
8



Younger-Good fig. 7/8

3424.DT08.YG7/8

DT06 • DT10
A0 • G0

Mc Call fig. 11/12

3430.DT08.11/12

DT06 • DT10
A0 • G0



Mc Call fig. 11A/12A
3430.DT08.11A/12A

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 13/14
3430.DT08.13/14

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 13S/14S
3430.DT08.13S/14S

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 17/18
3430.DT08.17/18

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 17S/18S
3430.DT08.17S/18S

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 19/20
3430.DT08.19/20

DT06 • DT10
A0 • G0




Mc Call fig. 11A/12A
3430.DT08.11A/12A

DT06 • DT10
A0 • G0



Mc Call fig. 11S/12S
3430.DT08.11S/12S

DT06 • DT10
A0 • G0





Curettes e scalers

Curettes and scalers

Curettes et instruments à détartrer

Curetas y limpiadores de sarro



Barnhart fig. 5/6

3433.DT08.5/6

DT06 • DT10
A0 • G0



Rule fig. 3/4

3439.DT08.3/4

DT06 • DT10
A0 • G0



Indiana Un fig. 13/14

3442.DT08.IU13/14


DT06 • DT10
A0 • G0



Indiana Un fig. 17/18

3442.DT08.IU17/18

DT06 • DT10
A0 • G0



34

9




fig. ME-1

3436.DT08.ME1

DT06 • DT10
A0 • G0



fig. M23

3445.DT08.M23

DT06 • DT10
A0 • G0



fig. M23A

3445.DT08.M23A

DT06 • DT10
A0 • G0



fig. M23B

3445.DT08.M23B

DT06 • DT10
A0 • G0

Barnhart fig. 1/2

3433.DT08.1/2

DT06 • DT10
A0 • G0





34
10



fig. 204S




fig. 204SD



fig. CI 2/3



Taylor fig. 2/3



3448.DT08.T2/3

3448.DT08.204

DT06 • DT10
A0 • G0

3448.DT08.204S

DT06 • DT10
A0 • G0

3448.DT08.204SD

DT06 • DT10
A0 • G0

3448.DT08.CI2/3

DT06 • DT10
A0 • G0

3448.DT08.T2/3

DT06 • DT10
A0 • G0

Jaquette fig. 30/33

3451.DT08.30/33

DT06 • DT10
A0 • G0

Jaquette fig. 31/32

3451.DT08.31/32

DT06 • DT10
A0 • G0

Jaquette fig. 34/35

3451.DT08.34/35

DT06 • DT10
A0 • G0

Jaquette fig. 37/38


3451.DT08.37/38

DT06 • DT10
A0 • G0

Crane-Kaplan fig. 6

3448.DT08.CK6

DT06 • DT10
A0 • G0



Curettes e scalers
Curettes and scalers
Curettes et instruments à détartrer
Curetas y limpiadores de sarro



fig. 1R

3455.DT06.01R

A0



fig. 1L

3455.DT06.01L

A0



fig. 2R

3455.DT06.02R

A0



fig. 2L

3455.DT06.02L

A0



Towner fig. U15

3458.DT06.U15

A0



fig. H5

3458.DT06.H5

A0




fig. H6

3458.DT06.H6

A0

fig. 1

3455.DT06.01

A0

fig. H7

3458.DT06.H7

A0



DentTag

34
12




fig. U15/33

3458.DT08.U15/33

DT06 • DT10
A0 • G0



fig. H5/33

3458.DT08.H5/33

DT06 • DT10
A0 • G0




fig. H6/H7

3458.DT08.H6/H7

DT06 • DT10
A0 • G0




fig. 1R/1L


3455.DT08.01R/01L

DT06 • DT10
A0 • G0

fig. U15/30

3458.DT08.U15/30

DT06 • DT10
A0 • G0





Curettes e scalers
Curettes and scalers
Curettes et instruments à détartrer
Curetas y limpiadores de sarro

34

13

Curettes

Strumenti usati per rimuovere il tartaro subgengivale, levigare la superficie delle radici e le superfici morbide delle tasche. Le curettes hanno una parte lavorante a forma di cucchiaio, con dorso arrotondato ed i due bordi taglienti convergenti in una punta arrotondata.

Curettes

Instruments for removing sub – gingival calculus, for smoothing the surface of roots and soft surfaces of pockets. Curettes have a spoon – shaped working end, with a rounded back and cutting edges that converge in a rounded tip.

Curetas

Instrumentos para remover el sarro subgingival, para alisar la superficie de las raíces y la superficie blanda de las cavidades. Las curetas tienen una extremidad a forma de cuchara, con el dorso redondo y bordes cortantes que convergen en una punta redonda.

Curettes Gracey

Serie di strumenti disegnati alla fine degli anni '30, dal dottor clayton h. Gracey. Questo tipo di curettes sono state create per adattarsi ad aree e superfici specifiche. Le lame sono angolate a 70° gradi rispetto al gambo e affilate solo da una parte, permettono di rimuovere il tartaro più profondo, levigare la superficie delle radici e rimuovere i residui dentali.

Gracey curettes

Type of instruments created by doctor clayton h. Gracey in the late '30s. This type of curettes are designed to adapt to specific areas and surfaces. Tips are angled at 70° to the butt and with only one cutting edge, making gracey curettes well suited for deep scaling, root planning and periodontal debridement.

Curetas Gracey

Tipo de instrumentos inventados por el doctor clayton h. Gracey al fin de los años '30. Este tipo de curetas están diseñadas para adaptarse a áreas y superficies específicas. Las hojas están anguladas a 70° respecto al mango y tienen un borde cortante, para remover el sarro más profundo, los residuos dentales y alisar las raíces.

Curettes universali

A differenza delle gracey, le curettes universali hanno una punta angolata a 90° rispetto al gambo, le lame sono affilate su entrambi i lati, possono essere usate su tutte le superfici. Indicate per rimuovere lievi quantità di tartaro.

Universal curettes

Unlike gracey curettes, universal curettes have a 90° angled tip with two cutting edges, and can be used on all surfaces. They are ideal for removing light and moderate amount of calculus.

Curetas universales

Diferentemente de las curetas gracey, las curetas universales tienen las hojas están angulada a 90° respecto al mango y tienen ambos los bordes cortantes, para todas la superficies. Ideales para remover cantidad moderadas de sarro.

Scalers

Strumenti utili per rimuovere il tartaro profondo sopra gengive. La particolarità degli scalers è di avere una punta a forma triangolare aguzza con bordi particolarmente taglienti, per questo motivo è sconsigliato usarli nel tratto sub – gengivale in quanto potrebbero causare lesioni al giunto epiteliale. Le punte possono essere curve o diritte.

Scalers

Instruments useful to remove heavy supra – gingival calculus. The distinctive feature of scalers is its triangular blade with particularly sharp cutting edges, for this reason they are not suited for sub – gingival ablation, as they can damage the epithelial junction. Tips can be curved (sickle scalers), or straight (jacquette scalers).

Limpiaadores de sarro / scalers

Instrumentos útiles para remover el sarro profundo sobre la encías. La particularidad de los scalers es la de tener una punta de forma triangular con los bordes muy cortantes, por este motivo los scalers no están adaptos por el uso sub – gingival, porque puede producir lesiones a la junta del epitelio. Las puntas pueden ser curvas (sickle scalers), o derecha (jacquette scalers).



Dentag[®]

