



DenTag



101%
italian
Quality



53 Pinze per estrazione · Extracting forceps · Daviers · Fórceps de extracción



Arcata Superiore									
Codice		Fig.	Incisivi Incisors Incisivos	Canini Canines Canines Caninos	Premolari Prémolares Premolares	1 Molare 1 Molar 1 Molaire 1 Molare	2 Molare 2 Molar 2 Molaire 2 Molare	3 Molare 3 Molar 3 Molaire 3 Molare	Radici Roots Racines Raíces
Pinze per estrazione con manico anatomico • Extracting Forceps - Anatomically Shaped Handle									
Daviers - Manche Anatomique • Fórceps de extracción - Mango Anatómico									
5300.Y0.02		02							
5300.Y0.07		07							
5300.Y0.17		17				DX	DX		
5300.Y0.18		18				SX	SX		
5300.Y0.31		31							
5300.Y0.34		34							
5300.Y0.49		49							
5300.Y0.51		51							
5300.Y0.67A		67A							
5300.Y0.67N		67N							
5300.Y0.80		80							
5300.Y0.89		89				DX	DX		
5300.Y0.90		90				SX	SX		
5300.Y0.97		97							
Pinze per estrazione a Forma inglese • Extracting Forceps - English Pattern									
Daviers - Forme Anglaise • Fórceps de extracción - Forma Inglesa									
5310.Y0.01		01							
5310.Y0.02		02							
5310.Y0.07		07							
5310.Y0.17		17				DX	DX		
5310.Y0.18		18				SX	SX		
5310.Y0.30		30							
5310.Y0.35		35							
5310.Y0.35N		35N							
5310.Y0.49		49							
5310.Y0.51		51							
5310.Y0.51A		51A							
5310.Y0.67A		67A							
5310.Y0.67N		67N							
5310.Y0.89		89				DX	DX		
5310.Y0.90		90				SX	SX		
5310.Y0.97		97							
5310.Y0.151		151							
5310.Y0.153		153							
5310.Y0.351S		351S							
5311.Y0.M1	MEAD	01							
5316.Y0.02	WITZEL	02							
Pinze per estrazione per bambini • Extracting Forceps for children									
Daviers pour enfants • Fórceps de extracción para niños									
5315.Y0.01		01							
5315.Y0.02		02							
5315.Y0.03		03							
5315.Y0.04		04							
Pinze per estrazione a forma americana • Extracting Forceps - American Pattern									
Daviers - Forme Américane • Fórceps de extracción - Forma Americana									
5320.Y0.01		01							
5320.Y0.10S		10S							
5320.Y0.18L	HARRIS	18L				SX	SX		
5320.Y0.18R	HARRIS	18R				DX	DX		
5320.Y0.32		32							
5320.Y0.53L		53L				SX	SX		
5320.Y0.53R		53R				DX	DX		
5320.Y0.62		62							
5320.Y0.65		65							
5320.Y0.69	TOMES	69							
5320.Y0.88L	NEVIUS	88L				SX	SX		
5320.Y0.88R	NEVIUS	88R				DX	DX		
5320.Y0.150	CRYER	150							
5320.Y0.150A	CRYER	150A							
5320.Y0.150S		150S							
5320.Y0.150X		150X							
5320.Y0.150XAS		159XAS							



fig. 02

5300.Y0.02

Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines
Incisives et canines supérieurs
Incisivos y caninos superiores



fig. 07

5300.Y0.07

Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines
Incisives et canines supérieurs
Incisivos y caninos superiores



fig. 13

5300.Y0.13

Incisivi e premolari inferiori
Lower incisors and premolars
Incisives et prémolaires inférieurs
Incisivos y premolares inferiores



fig. 17

5300.Y0.17

Molari superiori destri
Upper molars right
Molaires supérieurs droites
Molares superiores derechos



fig. 18

5300.Y0.18

Molari superiori sinistri
Upper molars left
Molaires supérieurs gauches
Molares superiores izquierdos



fig. 22

5300.Y0.22

Molari inferiori
Lower molars
Molaires inférieurs
Molares inferiores



fig. 31

5300.Y0.31

Premolari superiori
Upper premolars
Prémolaires supérieurs
Premolares superiores

Pinze per estrazione - manico anatomico
Extracting forceps - anatomically shaped handle
Daviers - manche anatomique
Fórceps de extracción - mango anatómico



fig. 34

5300.Y0.34

Incisivi e premolari superiori attacco profondo
 Upper incisors and premolars deep-gripping
 Incisives et prémolaires supérieurs à attaque profonde
 Incisivos y premolares superiores a sujeción profunda



fig. 36

5300.Y0.36

Premolari inferiori attacco profondo
 Lower premolars deep-gripping
 Prémolaires inférieurs à attaque profonde
 Premolares inferiores a sujeción profunda



fig. 36N

5300.Y0.36N

Premolari inferiori attacco profondo
 Lower premolars deep-gripping
 Prémolaires inférieurs à attaque profonde
 Premolares inferiores a sujeción profunda



fig. 46

5300.Y0.46

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 51

5300.Y0.51

Radici superiori
 Upper roots
 Racines supérieurs
 Raíces superiores



fig. 59

5300.Y0.59

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 49

5300.Y0.49

Radici superiori molto sottili
 Very thin upper roots
 Racines supérieurs très fines
 Raíces superiores muy delgadas



fig. 80

5300.Y0.80

Ottavi superiori
Upper third molars
Troisièmes molaires supérieurs
Terceros molares superiores



fig. 67A

5300.Y0.67A

Ottavi superiori
Upper third molars
Troisièmes molaires supérieurs
Terceros molares superiores



fig. 67N

5300.Y0.67N

Ottavi superiori
Upper third molars
Troisièmes molaires supérieurs
Terceros molares superiores



fig. 73

5300.Y0.73

Molari inferiori
Lower molars
Molaires inférieurs
Molares inferiores



fig. 79

5300.Y0.79

Ottavi inferiori
Lower third molars
Troisièmes molaires inférieurs
Terceros molares inferiores



fig. 79A

5300.Y0.79A

Ottavi inferiori
Lower third molars
Troisièmes molaires inférieurs
Terceros molares inferiores

Pinze per estrazione - manico anatomico
Extracting forceps - anatomically shaped handle
Daviers - manche anatomique
Fórceps de extracción - mango anatómico



fig. 89

5300.Y0.89

Molari superiori destri
 Upper molars rights
 Molaires supérieurs droites
 Molares superiores derechos



fig. 90

5300.Y0.90

Molari superiori sinistri
 Upper molars left
 Molaires supérieurs gauches
 Molares superiores izquierdos



fig. 97

5300.Y0.97

Radici superiori molto sottili
 Very thin upper roots
 Racines supérieurs très fines
 Raíces superiores muy delgadas



fig. 00

5300.Y0.00

Ottavi inferiori
 Lower third molars
 Troisièmes molaires inférieurs
 Terceros molares inferiores



fig. 22L

5300.Y0.22L

Routurier sinistre molari inferiori
 Left router for lower molars
 Daviers routurier gauches pour molaires inférieurs
 Routurier izquierdos para molares inferiores



fig. 22R

5300.Y0.22R

Routurier destre molari inferiori
 Right router for lower molars
 Daviers routurier droites pour molaires inférieurs
 Routurier derechos para molares inferiores



fig. 01

5310.Y0.01

Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines
Incisives et canines supérieurs
Incisivos y caninos superiores



fig. 02

5310.Y0.02

Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines
Incisives et canines supérieurs
Incisivos y caninos superiores



fig. 04

5310.Y0.04

Incisivi e premolari inferiori
Lower incisors and premolars
Incisives et prémolaires inférieurs
Incisivos y premolares inferiores



fig. 07

5310.Y0.07

Premolari superiori
Upper premolars
Prémolaires supérieurs
Premolares superiores



fig. 13

5310.Y0.13

Incisivi e premolari inferiori
Lower incisors and premolars
Incisives et prémolaires inférieurs
Incisivos y premolares inferiores



fig. 17

5310.Y0.17

Molari superiori destri
Upper molars right
Molaires supérieurs droites
Molares superiores derechos



fig. 18

5310.Y0.18

Molari superiori sinistri
Upper molars left
Molaires supérieurs gauches
Molares superiores izquierdos

Pinze per estrazione - forma inglese
Extracting forceps - english pattern
Daviers - forme anglaise
Fórceps de extracción - forma inglesa



fig. 21

5310.Y0.21

Premolari inferiori
 Lower premolars
 Prémolaires inférieurs
 Premolares inferiores



fig. 22

5310.Y0.22

Molari inferiori
 Lower molars
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 33

5310.Y0.33

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 33A

5310.Y0.33A

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 30

5310.Y0.30

Radici superiori
 Upper roots
 Racines supérieurs
 Raíces superiores



fig. 35

5310.Y0.35

Incisivi e premolari superiori attacco profondo
 Upper incisors and premolars deep-gripping
 Incisives et prémolaire supérieurs à attaque profonde
 Incisivos y premolares superiores a sujeción profunda



fig. 35N

5310.Y0.35N

Incisivi e premolari superiori attacco profondo
 Upper incisors and premolars deep-gripping
 Incisives et prémolaires supérieurs, à attaque profonde
 Incisivos y premolares superiores, a sujeción profunda



fig. 49

5310.Y0.49

Radici superiori molto sottili
Very thin upper roots
Racines supérieurs très fines
Raíces superiores, muy delgadas



fig. 36N

5310.Y0.36N

Premolari inferiori attacco profondo
Lower premolars deep-gripping
Prémolaires inférieurs à attaque profonde
Premolares inferiores a sujeción profunda



fig. 45

5310.Y0.45

Radici inferiori
Lower roots
Racines inférieurs
Raíces inferiores



fig. 46L

5310.Y0.46L

Radici inferiori molto sottili
Very thin lower roots
Racines inférieurs très fines
Raíces inferiores muy delgada



fig. 46N

5310.Y0.46N

Premolari inferiori attacco profondo
Lower premolars deep-gripping
Prémolaires inférieurs à attaque profonde
Premolares inferiores a sujeción profunda



fig. 51

5310.Y0.51

Radici superiori
Upper roots
Racines supérieures
Raíces superiores



fig. 51A

5310.Y0.51A

Radici superiori
Upper roots
Racines supérieures
Raíces superiores

Pinze per estrazione - forma inglese
 Extracting forceps - english pattern
 Daviers - forme anglaise
 Fórceps de extracción - forma inglesa



fig. 73

5310.Y0.73

Molari inferiori
 Lower molars
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 74

5310.Y0.74

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 74N

5310.Y0.74N

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieurs
 Raíces inferiores



fig. 67A

5310.Y0.67A

Ottavi superiori
 Upper third molars
 Troisièmes molaires supérieurs
 Terceros molares superiores



fig. 67N

5310.Y0.67N

Ottavi superiori
 Upper third molars
 Troisièmes molaires supérieurs
 Terceros molares superiores



fig. 79

5310.Y0.79

Ottavi inferiori
 Lower third molars
 Troisièmes molaires inférieurs
 Terceros molares inferiores



fig. 79A

5310.Y0.79A

Ottavi inferiori
 Lower third molars
 Troisièmes molaires inférieurs
 Terceros molares inferiores



fig. 97

5310.Y0.97

Radici superiori molto sottili
Very thin upper roots
Racines supérieurs très fines
Raíces superiores muy delgada



fig. 79N

5310.Y0.79N

Ottavi inferiori
Lower third molars
Troisième molaires inférieurs
Terceros molares inferiores



fig. 86C

5310.Y0.86C

Molari inferiori con carie profonda
Lower molars with deep caries
Molaires inférieurs avec caries profunda
Molares inferiores con caries profunda



fig. 89

5310.Y0.89

Molari destri superiori
Upper molars right
Molaires supérieurs droites
Molares superiores derechos



fig. 90

5310.Y0.90

Molari sinistri superiori
Upper molars left
Molaires supérieurs gauches
Molares superiores izquierdos



fig. 146

5310.Y0.146

Radici superiori e inferiori attacco profondo
Upper and lower roots deep-gripping
Racines supérieurs et inférieurs à attaque profonde
Raíces superiores y inferiores a sujeción profunda



fig. 333S

5310.Y0.333S

Radici inferiori molto sottili
Very thin lower roots
Racines inférieurs très fines
Raíces inferiores muy delgadas

Pinze per estrazione - forma inglese
Extracting forceps - english pattern
Daviers - forme anglaise
Fórceps de extracción - forma inglesa



fig. 01 - MEAD

5311.Y0.M1

Incisivi, canini, premolari e radici superiori
 Upper incisors, canines, premolars and roots
 Incisives, canines, prémolaires et racines supérieures
 Incisivos, caninos, premolares y raíces superiores



fig. 02 - MEAD

5311.Y0.M2

Molari - universale
 Molars - universal
 Molaires - universel
 Molares - universale



fig. 03 - MEAD

5311.Y0.M3

Incisivi e radici inferiori
 Lower incisors and roots
 Incisives et racines inférieures
 Incisivos y raíces inferiores



fig. 04 - MEAD

5311.Y0.M4

Molari inferiori
 Lower molar
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 153

5310.Y0.153

Frammenti di radici superiori e inferiori attacco profondo
 Upper and lower root fragments deep-gripping
 Fragments de racines supérieures et inférieures à attaque profonde
 Fragmentos de raíces superiores e inferiores a sujeción profunda



fig. 351S

5310.Y0.351S

Radici superiori molto sottili
 Very thin upper roots
 Racines supérieures très fines
 Raíces superiores muy delgadas



fig. 151

5310.Y0.151

Radici superiori
 Upper roots
 Racines supérieures
 Raíces superiores



fig. 01

5315.Y0.01

Incisivi superiori
Upper incisors
Incisives supérieures
Incisivos superiores



fig. 02

5315.Y0.02

Canini superiori
Upper canines
Canines supérieurs
Caninos superiores



fig. 03

5315.Y0.03

Molari superiori
Upper molars
Molaires supérieurs
Molares superiores



fig. 04

5315.Y0.04

Radici superiori
Upper roots
Racines supérieurs
Raíces superiores



fig. 05

5315.Y0.05

Incisivi inferiori
Lower incisors
Incisives inférieurs
Incisivos inferiores



fig. 06

5315.Y0.06

Molari inferiori
Lower molars
Molaires inférieurs
Molares inferiores



fig. 07

5315.Y0.07

Radici inferiori
Lower roots
Racines inférieurs
Raíces inferiores

Pinze per estrazione - forma americana
Extracting forceps - american pattern
Daviers - forme américane
Fórceps de extracción - forma americana



fig. 16

5320.Y0.16

Molari inferiori
 Lower molars
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 23

5320.Y0.23

Molari inferiori
 Lower molars
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 17

5320.Y0.17

Molari inferiori
 Lower molars
 Molaires inférieurs
 Molares inferiores



fig. 18R - HARRIS

5320.Y0.18R

Molari superiori destri
 Upper molars left
 Molaires supérieurs droites
 Molares superiores derechos



fig. 18L - HARRIS

5320.Y0.18L

Molari superiori sinistri
 Upper molars left
 Molaires supérieurs gauches
 Molares superiores izquierdos



fig. 01

5320.Y0.01

Incisivi e canini superiori
 Upper incisors and canines
 Incisives et canines supérieurs
 Incisivos y caninos superiores



fig. 10S

5320.Y0.10S

Molari superiori
 Upper molars
 Molaires supérieurs
 Molares superiores



fig. 32

5320.Y0.32

Molari e premolari superiori grande
Upper molars, broad
Molaires et prémolaires supérieurs, larges
Molares y premolares superiores, ancho



fig. 53L

5320.Y0.53L

Molari superiori sinistri
Upper molars left
Molaires supérieurs gauches
Molares superiores izquierdos



fig. 53R

5320.Y0.53R

Molari superiori destri
Upper molars right
Molaires supérieurs droites
Molares superiores derechos



fig. 89

5320.Y0.62

Premolari, incisivi e radici superiori
Upper premolars, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines supérieurs
Premolares, incisivos y raíces superiores



fig. 65

5320.Y0.65

Incisivi e radici superiori
Upper incisors and roots
Incisives et racines supérieurs
Incisivos y raíces superiores



fig. 88R - NEVIUS

5320.Y0.88R

Molari superiori destri
Upper molars right
Molaires supérieurs droites
Molares superiores derechos



fig. 88L - NEVIUS

5320.Y0.88L

Molari superiori sinistri
Upper molars left
Molaires supérieurs gauches
Molares superiores izquierdos

Pinze per estrazione - forma americana
Extracting forceps - american pattern
Daviers - forme américaine
Fórceps de extracción - forma americana



fig. 150S

5320.Y0.150S

Denti e radici superiori
 Upper teeth and roots
 Dents et racines supérieures
 Dientes y raíces superiores



fig. 150XAS

5320.Y0.150XAS

Premolari, incisivi e radici superiori - anche per bambini
 Upper premolars, incisors and roots - also for children
 Prémolaires, incisives et racines supérieures - aussi pour enfants
 Premolares, incisivos y raíces superiores - también para niños



fig. 150 - CRYER

5320.Y0.150

Premolari, incisivi e radici superiori
 Upper premolars, incisors and roots
 Prémolaires, incisives et racines supérieurs
 Premolares, incisivos y raíces superiores



fig. 150A - CRYER

5320.Y0.150A

Premolari, incisivi e radici superiori
 Upper premolars, incisors and roots
 Prémolaires, incisives et racines supérieurs
 Premolares, incisivos y raíces superiores



fig. 69 - TOMES

5320.Y0.69

Radici piccole e frammenti
 Small roots and fragments
 Petites racines et fragments
 Raíces pequeñas y fragmentos



fig. 150X

5320.Y0.150X

Premolari, incisivi e radici superiori
 Upper premolars, incisors and roots
 Prémolaires, incisives et racines supérieurs
 Premolares, incisivos y raíces superiores



fig. 151

5320.Y0.151

Premolari, incisivi e radici inferiori
 Lower premolars, incisors and roots
 Prémolaires, incisives et racines inférieurs
 Premolares, incisivos y raíces inferiores



fig. 222

5320.Y0.222

Ottavi inferiori.
Lower third molars
Troisièmes molaires inférieurs
Terceros molares inferiores



fig. 151A

5320.Y0.151A

Premolari, incisivi e radici inferiori
Lower premolars, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines inférieures
Premolares, incisivos y raíces inferiores



fig. 151S

5320.Y0.151S

Denti e radici inferiori
Lower teeth and roots
Dents et racines inférieures
Dientes y raíces inferiores



fig. 151X

5320.Y0.151X

Premolari, incisivi e radici inferiori
Lower premolars, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines inférieurs
Premolares, incisivos y raíces inferiores



fig. 151XAS

5320.Y0.151XAS

Premolari, incisivi e radici inferiori
Lower premolars, incisors and roots
Prémolaires, incisives et racines inférieurs
Premolares, incisivos y raíces inferiores



Pinze per estrazione
Extracting forceps
Daviers
Fórceps de extracción



fig. 01 - WITZEL

5316.Y0.01

Radici inferiori
 Lower roots
 Racines inférieures
 Raíces inferiores



fig. 02 - WITZEL

5316.Y0.02

Radici superiori
 Upper roots
 Racines supérieures
 Raíces superiores



fig. 00 - LINDO LEVIEN

5321.Y0.00

Dritte per frammenti di radici - Rivestite TC
 Straight for roots and fragments - TC coating
 Droites pour fragments de racines - TC
 Derechas para fragmentos de raíces - Capa en TC



fig. 01 - LINDO LEVIEN

5321.Y0.01

Curve per frammenti di radici - Rivestite TC
 Curved for roots and fragments - TC coating
 Courbes pour fragments de racines - TC
 Curvas para fragmentos de raíces - Capa en TC



fig. 01

5360.Y0.01

Dritte per perni e frammenti
 Straight for pins and fragments
 Droites pour pivots et fragments
 Derechas para pernos y fragmentos



fig. 01 - STIEGLITZ

5350.Y0.01

Dritte per frammenti di radici
 Straight for roots and fragments
 Droites pour fragments de racines
 Derechas para fragmentos de raíces



fig. 02 - STIEGLITZ

5350.Y0.02

Curve per frammenti di radici
 Curved for roots and fragments
 Courbes pour fragments de racines
 Curvas para fragmentos de raíces



fig. 02

5360.Y0.02

Curve per perni e frammenti
 Curved for pins and fragments
 Courbes pour pivots et fragments
 Curvas para pernos y fragmentos



Dentag

53

20

