




DenTag®



101%
italian
Quality



63 Porta aghi · Needle holders · Porte aiguilles · Porta agujas



HALSEY cm 13

6301.Y0.13TC



CRILE-WOOD cm 15

6305.Y0.15TC



MAYO-HEGAR cm 16

6306.Y0.16TC



MATHIEU cm 17

6308.Y0.17



MATHIEU cm 14

6308.Y0.14TC



MATHIEU cm 14

6308.Y0.14



MATHIEU cm 17

6308.Y0.17TC



Porta aghi
Needle holders
Porte aiguilles
Porta agujas



MATHIEU LICHTENBERG cm 14

6309.Y0.14TC



ARRUGA cm 15

6312.Y0.16TC

Dritto
Straight
Droits
Derechos



LICHTENBERG-RYDER cm 17

6315.Y0.17TC

Dritto
Straight
Droits
Derechos



LICHTENBERG-RYDER cm 17

6316.Y0.17TC

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



BARRAQUER - TROUTMAN cm 18

6322.Y0.18TC

Dritto
Straight
Droits
Derechos



BARRAQUER cm 14

6323.Y0.14TC

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



BARRAQUER cm 18

6323.Y0.18TC

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



CASTROVIEJO cm 13

6325.Y0.14TC

Dritto
Straight
Droits
Derechos



CASTROVIEJO cm 14

6318.Y0.14TC

Forte dritto
Strong straight
Fort droits
Fort derechos



CASTROVIEJO cm 14

6320.Y0.14

Dritto
Straight
Droits
Derechos



CASTROVIEJO cm 14

6320.Y0.14TC

Dritto
Straight
Droits
Derechos



CASTROVIEJO cm 14

6321.Y0.14

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



CASTROVIEJO cm 14

6321.Y0.14TC

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



CASTROVIEJO cm 18

6321.Y0.18TC

Curvo
Curved
Courbes
Curvos

Porta aghi
Needle holders
Porte aiguilles
Porta agujas



CASTROVIEJO cm 18

6320.Y0.18TC


Dritto
Straight
Droits
Derechos



KELLY cm 14

6360.Y0.01

Dritto
Straight
Droits
Derechos



KELLY cm 14

6360.Y0.02

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



HALSTEAD-MOSQUITO cm 12

6355.Y0.01

Dritto
Straight
Droits
Derechos



HALSTEAD-MOSQUITO cm 12

6355.Y0.02

Curvo
Curved
Courbes
Curvos



Porta aghi

Strumenti per tenere e guidare in modo sicuro l'ago durante l'effettuazione di suture. Di forme ed impugnature diverse a seconda delle abitudini manuali dell'operatore. Con inserti in tungsteno per una maggiore resistenza alla corrosione nel tempo, inoltre le lame in tungsteno assicurano un controllo maggiore.

Needles holder

Instruments for holding and guiding needles during suturing. Available in different shapes and grips to suite the specific manual habits of each operator. With tungsten carbide inserts for a better resistance to corrosion. Moreover, tungsten carbide blades ensure a better control.

Porte aiguilles

Instruments utilisés pour effectuer des sutures, ayant des formes et poignées différentes en fonction des habitudes manuelles de l'opérateur.

Porta agujas

Instrumentos para tener y guiar agujas durante la efectuación de suturas. Tienen formas y empuñaduras diferentes a segunda de las costumbres manuales del operador. Con puntas de tungsteno para una resistencia mayor a la corrosión y para ejercer un mayor control.

Castroviejo

Strumento di precisione leggero ed usato per suture delicate. Non è possibile agire con forza ed è più indicato nella chirurgia degli ottavi inferiori e negli interventi all'arcata inferiore soprattutto nei frontali inferiori.

Light and precise instruments for delicate suturing. This type of instruments are suitable for lower third molars and lower arch, especially frontal lower teeth.

Instrument léger de précision utilisé pour les sutures délicates. Il n'est pas possible d'agir avec force ; il est plus indiqué pour la chirurgie des octaves inférieures et pour les interventions à l'arcade inférieure surtout pour les frontales inférieures.

Instrumentos ligeros de precisión para suturas delicadas. Estos tipos de instrumentos están indicados para los terceros molares y para el arco inferior, especialmente para los dientes frontales inferiores.

Crile - Wood Mathieu

Sono indicati in quei casi in cui la gengiva oppone più resistenza come nella chirurgia dell'arcata superiore nonché nella chirurgia degli ottavi inferiori laddove la gengiva nel trigono retromolare opponesse una più marcata resistenza.

They are useful in cases in which gums are more resistant, as in the upper arch or in lower third molars surgery where gums, in the trigon areas at the rears of molars, are more resistant.

Is sont indiqués quand la gencive oppose plus de résistance, comme dans la chirurgie de l'arcade supérieure ainsi que dans la chirurgie des octaves inférieures là où la gencive dans le trigone rétromolaire oppose une résistance plus marquée.

Estas porta - agujas están utilizadas cuando las encías se resisten como en la cirugía del arco superior y también en la cirugía de los terceros molares en la cual las encías, en las áreas trigonométricas detrás de los molares, están más resistentes.