



[®] *Dentag*



101%
italian
Quality


47 Leve per radici · Root elevators · Elévateurs de racines · Elevadores para raíces
Lussatori · Luxators · Luxateurs · Luxadores



BEIN mm 2

4700.Q0.02B



BEIN mm 3

4700.Q0.03B




BEIN mm 4

4700.Q0.04B




BEIN mm 2

4700.U0.32B




BEIN mm 3

4700.U0.33B



BEIN mm 4

4700.U0.34B



BEIN mm 3

4700.U0.03A



BEIN mm 4

4700.U0.04A




BEIN mm 2

4700.U0.02A



BEIN mm 2

4700.U0.02B



BEIN mm 3

4700.U0.03B



BEIN mm 4

4700.U0.04B




BEIN mm 5

4700.U0.05B

Leve per radici
Root elevators

Élévateurs de racines
Elevadores para raíces



FLOHR central
4701.Q0.01F



FLOHR left
4701.Q0.02F



FLOHR right
4701.Q0.03F



FLOHR right
4701.W0.03



FLOHR left
4701.W0.02



FLOHR - HYLIN right
4701.R0.03F



FLOHR - HYLIN left
4701.R0.02F



HEIDBRINK left
4760.Q0.02



HEIDBRINK right
4760.Q0.03





47


4



HEIDBRINK central
4760.Z0.01



HEIDBRINK left
4760.Z0.02



HEIDBRINK right
4760.Z0.03



UNIQUE central
4761.Z0.01



UNIQUE left
4761.Z0.02



UNIQUE right
4761.Z0.03



CRYER right
4720.U0.26



CRYER left
4720.U0.25



CRYER left
4720.U0.44




CRYER right
4720.U0.45

Leve per radici
Root elevators

Elévateurs de racines
Elevadores para raíces



LINDO LEVIEN mm 3
4710.Q0.03



LINDO LEVIEN mm 4
4710.Q0.04



FRIEDMAN
4728.Q0.01



FRIEDMAN
4728.Q0.02



FRIEDMAN
4728.Q0.03



CRYER left
4720.Q0.25



CRYER
4720.Q0.04



CRYER right
4720.Q0.26



CRYER left
4720.Q0.44




CRYER right
4720.Q0.45




47
6



MILLER-APEXO
4706.Q0.73



COGSWELL
4714.Q0.A



COGSWELL
4714.Q0.B

MILLER-APEXO
4706.Q0.74



APEXO
4715.Q0.302



APEXO
4715.Q0.301



APEXO
4715.Q0.303




Leve per radici
Root elevators

Elévateurs de racines
Elevadores para raíces



HYLIN
4740.R0.01



HYLIN
4740.R0.02



fig. 320/0
4710.Q0.320/0



fig. 320/1
4710.Q0.320/1



fig. 320/2
4710.Q0.320/2




COLEMANN
4740.Q0.01




BERNARD
4783.Q0.41



BERNARD
4783.Q0.31



BERNARD
4783.Q0.32



BERNARD
4783.Q0.33



fig. 01

4725.W0.01



fig. 02

4725.W0.02



fig. 03

4725.W0.03



fig. 04

4725.W0.04



fig. 09

4725.W0.09



fig. 10

4725.W0.10



fig. 11

4725.W0.11



fig. 12

4725.W0.12



fig. 13

4725.W0.13

Leve per radici
Root elevators

Elévateurs de racines
Elevadores para raíces



fig. **03A - SELDIN**
4708.Q0.03A



fig. **301 - SELDIN**
4708.Q0.301




fig. **304 - SELDIN**
4708.Q0.304



fig. **34 - SELDIN**
4708.Q0.34



fig. **34S - SELDIN**
4708.Q0.34S



fig. **01L - SELDIN**
4709.Q0.01L



fig. **01R - SELDIN**
4709.Q0.01R



fig. **04L - SELDIN**
4709.Q0.04L



fig. **04R - SELDIN**
4709.Q0.04R



fig. 46R
4713.Q0.46R




fig. 77R
4713.Q0.77R



fig. 057A - ROY
4713.U0.07




fig. 08 - ROY
4713.U0.08






fig. 01 - PONT
4713.U0.01



Leve per radici
Root elevators

Elévateurs de racines
Elevadores para raíces






47
12



POTT left

4702.Q0.01L



POTT right

4702.Q0.01R





fig. 190

4704.Q0.190



fig. 191

4704.Q0.191



POTT right

4702.Z0.01R



WARWICK-JAMES

4762.Z0.02




WARWICK-JAMES

4762.Z0.01



WARWICK-JAMES

4762.Z0.03




POTT left


4702.Z0.01L



COUPLAND mm 2
4721.Q0.01



COUPLAND mm 2,5
4721.Q0.02



COUPLAND mm 3
4721.Q0.03



VET curved
4775.Z0.13C



VET curved
4775.Z0.13RC



VET straight
4775.Z0.13S



VET straight
4775.Z0.18S



fig. 03
4770.S0.03



fig. 02
4770.S0.02




fig. 01
4770.S0.01



CRANE
4726.Q0.08



VET
4775.Z0.23S



WINTER left
4756.S0.11LW



WINTER right
4756.S0.11RW



WINTER left
4756.S0.12LW



WINTER right
4756.S0.12RW



BARRY left
4750.S0.320



BARRY left
4750.S0.322



BARRY right
4750.S0.321



BARRY right
4750.S0.323

Leve per radici
Root elevators

Elévateurs de racines
Elevadores para raíces



WINTER left
4756.S0.13LW



WINTER right
4756.S0.13RW



LECLUSE
4753.S0.01LC



WINTER left
4756.S0.14LW



WINTER right
4756.S0.14RW



WINTER left
4756.W0.12LW



WINTER right
4756.W0.12RW



CLAW left
4707.W0.01L



CLAW right
4707.W0.01R




47

16




curved - mm 2

4795.U0.02C



curved - mm 3

4795.U0.03C




curved - mm 4

4795.U0.04C




curved - mm 5

4795.U0.05C



straight - mm 2

4795.U0.02S



straight - mm 3

4795.U0.03S



straight - mm 4

4795.U0.04S



straight - mm 5


4795.U0.05S

Lussatori
Luxators

Luxateurs
Luxadores




curved - mm 2
4795.Q0.02C



straight - mm 2
4795.Q0.02S



curved - mm 3
4795.Q0.03C




straight - mm 3
4795.Q0.03S



curved - mm 4
4795.Q0.04C



straight - mm 4
4795.Q0.04S



curved - mm 5
4795.Q0.05C



straight - mm 5
4795.Q0.05S



47
18




left

4796.Q0.01L



right

4796.Q0.01R



Heidbrinck fig. 1/2

4760.B0.01/02

DT08 • G0



Heidbrinck fig. 3/4

4760.B0.03/04

DT08 • G0




Heidbrinck fig. 5/6

4760.B0.05/06

DT08 • G0



Sindesmotomi
 Syndesmotome
 Syndesmotomes
 Syndesmotomes



47
 19

4781.T0.01M



Leve per radici

Si usano per iniziare la lussazione di denti e radici. Agiscono come leve sul dente e le radici in modo da facilitarne l'estrazione, in certi casi possono addirittura essere usate per estrarre il dente. Esistono più tipi di leve per radici: a punta dritta, a punta angolata per estrarre denti e radici grosse, e leve per lussare punte di radici apicali, utili per rimuovere punte di radici spezzate, piantate a fondo nelle cavità.

Root elevators

These instruments initiate the luxation of teeth and roots. They act as levers in tooth and roots extraction, in some cases they can even be used to extract teeth. There are many types of root elevators: with a straight tip, with a curved tip to extract teeth and big roots, and root elevators for luxating apical roots tips, which are useful to remove fractured roots tips lodged deep in the root socket.

Elevadores para raíces

Estos instrumentos están útiles para empezar la luxación de los dientes y de las raíces. Estos instrumentos obran como levas en la extracción de los dientes y de las raíces, en algunos casos pueden también ser utilizados para extraer el diente. Hay diferentes tipos de elevadores: los con punta derecha, los con punta angulada para extraer dientes y raíces gruesas, y elevadores para luxar las puntas de las raíces apicales, útiles para remover puntas de raíces fracturadas, plantadas en el fondo de la cavidad.

Sindesmotomi

Strumenti utili sia nella chirurgia estrattiva che in quella parodontale. Presentano una punta concava con i bordi affilati per un facile inserimento nel solco gengivale, effettuando un primo grossolano abbattimento delle fibre parodontali superficiali e facilitandone l'uso successivo dello scollaperiosteo. Inoltre sono ideali per l'estrazione di radici fratturate, la rimozione di frammenti radicolari e l'estrazione di denti da latte.

Syndesmotomes

These instruments are particularly useful in both extractive and periodontal surgery. Tips are concave with sharp cutting edges for an easier access into the gingival groove, to perform a first flattening of superficial periodontal fibres so that the subsequent use of periosteum lifter is facilitated. They are also useful in extracting fractured roots, in removing roots fragments and in extracting deciduous teeth.

Syndesmótomos

Estos instrumentos están útiles en la cirugía del periodonto las puntas tienen bordes cortantes para introducirse en el surco gingival, efectuando un primero abatimiento de las fibras del periodonto en la superficie y facilitando el sucesivo uso del periostotomo. Están útiles también para la extracción de fragmentos de raíces y de dientes diente de leche.