



[®]*Dentag*



101%
italian
Quality


60 Forbicine per gengive · Gum scissors · Ciseaux à gencives · Tijeras para encías

60
2



WAGNER cm 12

6000.Y0.01

Rette
Straight
Droites
Derechas



WAGNER cm 12

6000.Y0.02

Curve
Curved
Courbe
Curvas



IRIS cm 11

6003.Y0.01

Rette
Straight
Droites
Derechas



IRIS cm 11

6003.Y0.02

Curve
Curved
Courbe
Curvas



IRIS cm 11

6003.Y0.02TC

Curve
Curved
Courbe
Curvas



WESTCOTT cm 11

6006.Y0.01



LA GRANGE cm 11,5

6009.Y0.01

Curve con punte dentellate
Curved with saw edges
Courbes et dentelles
Curvas y dentelladas



KELLY cm 16

6012.Y0.01

Rette
Straight
Droites
Derechas

Forbicine per gengive

Gum scissors

Ciseaux à gengives

Tijeras para encías



KELLY cm 16

6012.Y0.02

Curve
Curved
Courbe
Curvas



DE BAKEY cm 18

6014.Y0.18

Curve
Curved
Courbe
Curvas



GOLDMAN-FOX cm 13

6018.Y0.01

Rette con punte dentellate
Straight with saw edges
Droites et dentelles
Derechas y dentelladas



GOLDMAN-FOX cm 13

6018.Y0.01TC

Rette con punte dentellate
Straight with saw edges
Droites et dentelles
Derechas y dentelladas



GOLDMAN-FOX cm 13

6018.Y0.02TC

Curve con punte dentellate
Curved with saw edges
Courbes et dentelles
Curvas y dentelladas



GOLDMAN-FOX cm 13

6018.Y0.02

Curve con punte dentellate
Curved with saw edges
Courbes et dentelles
Curvas y dentelladas



KELLY cm 16

6012.Y0.01TC

Rette
Straight
Droites
Derechas





Dentag

Forbicine per gengive

Gum scissors

Ciseaux à gencives

Tijeras para encías

60

4



METZENBAUM DELIKAT cm 14,5

6026.Y0.02TC

Curve
Curved
Courbe
Curvas



METZENBAUM DELIKAT cm 14,5

6026.Y0.02

Curve
Curved
Courbe
Curvas



METZENBAUM cm 14,5

6025.Y0.02

Punte tonda
Round edge
Pointe ronde
Punta redonda



SPENCER cm 11

6021.Y0.21



METZENBAUM cm 14,5

6025.Y0.12

Curve appuntite
Curved and pointed edge
Courbe et pointues
Curvas y puntiagudas



Forbicine per gengive

Strumenti estremamente taglienti per tagliare e recidere le gengive. Possono essere utilizzati anche per tagliare fili di sutura e bende. La forma delle lame sono diverse da usarsi a seconda del tipo di intervento che si vuole effettuare, spesso le punte presentano una lama dentellata utile per trattenere il tessuto durante il taglio.

Gum scissors

Extremely sharp instruments for cutting and dessecting gums. They are useful in cutting sutures and bandages too. Blades have different designs depending on the type of operation to be performed, they often have saw edges to hold tissues during cutting.

Ciseaux à gencives

Instruments extrêmement coupants à utiliser en fonction du type d'intervention que l'on desire effectuer.

Tijeras para encías

Instrumentos muy cortantes para cortar las encías. Pueden ser utilizados también para cortar alambres por sutura y vendas. Las hojas tienen formas diferentes a segunda del tipo de operación. Las puntas están a menudo dentadas para la retención del alambre cuando tiene que ser cortado.